

SC-3 SimCube®

NIBP-Simulator

PRONK TECHNOLOGIES



Einfach zu bedienender, kostengünstiger NIBP-Simulator

Eigenschaften

- NIBP-Simulationen:
adult (120/80 mmHg)
neonatal (70/40 mmHg)
hypertonisch (80/40 mmHg)
- Digitales Manometer (0 to +400 mmHg)
- Überdrucktest: Schrittweite 0.1mmHg
- Batteriebetrieb

Technische Daten SC-3 SimCube®*

Manometer

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0 bis + 400 mmHg	+/-0.1 mmHg	+/-1 mmHg

NIBP

	Druck	Herzrate	Pulsvolumen
adult	120/80 (97) mmHg	70 bpm	1 ml
neonatal	70/40 (51) mmHg	95 bpm	0.5 ml
hypertonisch	190/120 (142) mmHg	70 bpm	1 ml

Allgemein

NIBP Anschluss	Schnellverschluss
Spannungsversorgung	Netzteil: 6VDC / 1.8 A
Gewicht	1,2 kg
Größe	7.6 cm x 7.6 cm x 8.9 cm

Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten*